

MNCHIP – molekulární diagnostika

Real-time PCR analyzátor **Pointcare PCR V1**



MNCHIP



Poradenství a servis:

| MVDr. Barbora Hřibová, Ph.D. hribova.barbora@inlab.cz

| Ing. Michal Kaplan kaplan.michal@inlab.cz

Objednávky: objednavky@inlab.cz, www.inlab-health.cz

Vlastnosti a výhody



Rychlá detekce

Komplexní výsledky za přibližně 60 min.



Jednoduchá obsluha

Uživatelsky přívětivé rozhraní a zjednodušený software přístroje.



Bez extrakce DNA/RNA

Není potřeba zařízení pro extrakci nukleových kyselin.



Příznivá cena

Cenově dostupné analyzátoři a testovací sady. Skladovací teplota 2-30°C.

Pracovní postup




Odběr vzorku



Aplikace vzorku do zkušavky



Vložení zkušavky a zahájení testování



Odečtení výsledků

	Položka	Druh vzorku
Kočka	Calicivirus (FCV)	Orofaryngeální, nasofaryngeální a spojivkový stěr
	Herpesvirus typ I (FHV-1)	
	Chlamydie (CF)	
	Felinní Coronavirus (FCoV)	Stěr z rekt/trusu
	Felinní Panleukopenie (FPV)	
	Felinní infekční peritonitida (FIP)	Ascites
Pes	Psinka (CDV)	Orofaryngeální, nasofaryngeální a spojivkový stěr
	Parainfluenza (CPIV)	
	Adenovirus typ II (CAV-2)	
	Psí parvovirus (CPV)	Stěr z rekt/trusu
	Psí coronavirus (CCV)	
Pes/kočka	Mycoplasma (M)	Orofaryngeální, nasofaryngeální a spojivkový stěr
	Bordetella bronchiseptica (Bb)	
	Babesia canis (B. canis)	
	Babesia gibsoni (B. gibsoni)	Plná krev (EDTA)
	Toxoplasma (Tox)	
	Lymeská borelióza (Borellia)	
	Leishmanióza	
Kombo testy	CDV/CPIV/CAV-2/M/Bb	Orofaryngeální, nasofaryngeální a spojivkový stěr
	FCV/FHV-1/M/CF/Bb	
...		

Technické údaje

Typy vzorku	Orofaryngeální, nasofaryngeální a spojivkový stěr, stěr z rekt/trusu, plná krev. * Dle příbalové informace.
Objem vzorku	20-25µL
Trvání testu	60 min
Rozměry	210mm×125mm×175mm 1,5 kg
Provozní prostředí	teplota: 10-30°C vlhkost: 40-85% napájení: 24V