

Ozelle

EHVT-50

7-Diff
Multifunkční
veterinární analyzátor



CBC s
retikulocyty

analýza
formovaných
elementů

plně
automatizované
zpracování

AI +
morfologická
analýza
buněk

bezúdržbový

reagencie
pro jednotlivá
vyšetření



inlab

Kostelec u Křížků 275, 251 68
+420 222 721 023
inlab@inlab.cz
www.inlab-health.cz

Testované parametry

7-Diff CBC

38 parametrů

WBC, NEU#, NST#, NSG#, NSH#, LYM#, MON#, EOS#, BAS#, NEU%, NST/WBC%, NST/NEU%, NSG%, NSH/WBC%, NSH/NEU%, LYM%, MON%, EOS%, BAS%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, HDW-CV, HDW-SD, RET#, RET%, PLT, MPV, PDW, PCT, APLT#, P-LCC, P-LCR

Analýza močového sedimentu

Válce	Buňky	Krystaly	Mikroorganismy
hyalinní	RBC	struvity	koky
celulární (erytrocytární,	WBC	CaOx dihydráty	tyčky
leukocytární, s renálními	renální epitelie	CaOX monohyráty	kvasinky
epiteliemi)	skvamózní epitelie	kalciumfosfáty	hyfy plísni
granulární	přechodné epitelie	uráty	
voskové	spermie	cystiny	Jiné
tukové (s tukovými		cholesterolové krystaly	hlenová vlákna
kapénkami)		bilirubinové krystaly	tukové kapénky
hemoglobinové		krystaly kys. močové	

Vyšetření trusu

Buňky	Vajíčka parazitů	Střevní protozoa	Mikroorganismy
RBC	Ascaris lumbricoides	Trichomonas	koky
WBC	Ancylostoma	Giardia	bacily
epitelie	Cestoda	Coccidia	poměr koků a bacilů
	Dipylidium	Coccidia 0	Campylobacter
Produkty trávení	Spirometra	Coccidia 1	Bacillus
škrobové granule	Taenia	Coccidia 2	Brachyspira
tukové kapénky	Trematoda	Toxoplasma gondii	Helicobacter
rostlinná vlákna			kvasinky
svalová vlákna			

Imunoassay

Zánět

cCRP
fSAA