

Ozelle

EHVT-50

7-Diff
Multifunkční
veterinární analyzátor



CBC s
retikulocyty


Analýza
formovaných
elementů

Plně
automatizované
zpracování

AI +
morfologická
analýza buněk

Bezúdržbový

Reagencie pro
jednotlivá
vyšetření



Testované parametry

7-Diff CBC

42 parametrů

WBC, NEU#, NST#, NSG#, NSH#, LYM#, MON#, EOS#, BAS#, NEU%, NST/WBC%, NST/NEU%, NSG%, NSH/WBC%, NSH/NEU%, LYM%, MON%, EOS%, BAS%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, HDW-CV, HDW-SD, RET#, RET%, SPH#, SPH%, ETG#, ETG%, PLT, MPV, PDW, PCT, APLT#, P-LCC, P-LCR

Analýza močového sedimentu

29 parametrů

<u>Válce</u>	<u>Buňky</u>	<u>Krystaly</u>	<u>Mikroorganismy</u>
hyalinní	RBC	struvity	koky
celulární (erytrocytární, leukocytární, s renálními epitelii)	WBC	CaOx dihydráty	tyčky
granulární	renální epitelie	CaOX monohyráty	kvasinky
voskové	skvamózní epitelie	kalciumfosfáty	hyfy plísni
tukové (s tukovými kapénkami)	přechodné epitelie	uráty	
hemoglobinové	spermie	cystiny	<u>Jiné</u>
		cholesterolové krystaly	hlenová vlákna
		bilirubinové krystaly	tukové kapénky
		krystaly kys. močové	

Vyšetření trusu

29 parametrů

<u>Buňky</u>	<u>Vajíčka parazitů</u>	<u>Střevní protozoa</u>	<u>Mikroorganismy</u>
RBC	Ascaris lumbricoides	Trichomonas	koky
WBC	Ancylostoma	Giardia	bacily
epitelie	Cestoda	Coccidia	poměr koků a bacilů
	Dipylidium	Coccidia 0	Campylobacter
<u>Produkty trávení</u>	Spirometra	Coccidia 1	Bacillus
škrobové granule	Taenia	Coccidia 2	Brachyspira
tukové kapénky	Trematoda	Toxoplasma gondii	Helicobacter
rostlinná vlákna			kvasinky
svalová vlákna			

Imunoassay

cCRP, fSAA, cPL, fPL, cT4, fT4, cProg, cNT-proBNP